



División Hospitalaria

Apósito Transparente

Tegaderm™

1624W, 1626W, 1627, 1628 y 1629

09/11/2010

Ficha Técnica



Descripción

Apósito estéril transparente de poliuretano, con marco de aplicación, que permite el intercambio gaseoso de la piel

Características y Beneficios

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo virus VHB y VIH, previniendo la contaminación externa del sitio o de las heridas
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, lo que permite la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono, para mantener el funcionamiento normal de la piel debajo del apósito
- Transparente, permite monitorear el área afectada, sin necesidad de remover el apósito, lo que minimiza costos de insumos y tiempos de enfermería
- Ingenioso sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil la colocación del apósito en forma precisa y segura en cada ocasión, incluso con guantes
- El apósito permite mantener un ambiente húmedo en las heridas que facilita el desbridamiento autolítico. Disminuye el dolor asociado con la deshidratación del lecho de la herida y optimiza la reepitelización.
- Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente, lo que brinda mayor comodidad
- Las referencias 1624W y 1626W contienen una etiqueta de identificación que facilita el cumplimiento de los protocolos de cambio del apósito
- Radio lúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas
- Su adhesivo es sensible a la presión, hipoalergénico y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la misma
- La seguridad del producto y su desempeño está soportada por más de 150 estudios clínicos en una amplia variedad de ambientes clínicos

3M



Composición:

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo: Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
- Marco y líner: Papel PoliKraft siliconado
- Marquilla: Rayón (referencias 1624W y 1626W)

Usos y aplicaciones

El apósito transparente Tegaderm™ está recomendado para el manejo de las heridas quirúrgicas y crónicas en aplicaciones como:

- Cuidado o manejo de úlceras por presión en estadio I o II
- Heridas, quemaduras, abrasiones superficiales, desgarros cutáneos y ampollas
- Desbridamiento de tejido necrótico o desvitalizado (favorece autólisis)
- Como apósito secundario sobre gasas, alginatos e hidrogeles
- Aseguramiento de dispositivos a la piel (sondas, drenes, entre otros)
- Recubrimiento protector del ojo o para pacientes con abrasiones corneales.
- Campo quirúrgico en cirugía oftalmológica
- El manejo de quemaduras de I y II grado
- Piel irritada o piel continuamente expuesta a la humedad
- Zonas donadoras de injerto cutáneo
- Protección de la piel en riesgo. Prevención de UPP (úlceras por presión)
- Fijación de catéteres intravenosos, centrales y periféricos
- Protección de incisiones quirúrgicas limpias y cerradas

Instrucciones de uso

Selección del apósito

Escoja un apósito lo suficientemente grande para proveer al menos 2 a 3 cm de margen para la adhesión sobre piel seca y sana alrededor de la herida o sitio del catéter

Preparación del sitio

- Prepare el sitio de acuerdo con los protocolos de la institución.
- Recorte el exceso del vello del sitio donde se aplicará el apósito. No se recomienda afeitar
- Asegúrese que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones.
- Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesión.

Aplicación

- Abra el paquete y retire el apósito estéril
- Desprenda el recubrimiento del apósito (líner), que expone la superficie adhesiva
- Coloque la porción transparente del apósito de forma que quede centrada sobre la herida o sitio de inserción, sin ejercer ningún tipo de estiramiento a la película



- Haga presión uniformemente sobre los bordes del apósito. Por ser un adhesivo sensible a la presión, requiere la adaptación del mismo con las manos reforzando todas sus áreas, sin lastimar la zona afectada
- Retire lentamente el marco de aplicación mientras que al tiempo refuerza los bordes del apósito
- Ajuste y selle el apósito para que quede ceñido sobre la piel sana alrededor de la herida
- En las referencias 1624W y 1626W, registre la información pertinente en la etiqueta y colóquela en uno de los bordes del apósito

Cuidado del sitio:

- Siga las precauciones estándares mediante un protocolo establecido para prevenir infecciones.
- Inspeccione diariamente el sitio por signos de infección u otras complicaciones.
- Si sospecha que hay infección, retire el apósito y determine la intervención médica más apropiada.
- En el cuidado de accesos vasculares, el apósito se puede dejar sobre el sitio de inserción hasta por un máximo de 7 días. El apósito debe cambiarse antes si su integridad se encuentra comprometida, o de acuerdo con los protocolos de cambio de su institución. (*Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares*)

Remoción del apósito:

- Sujete la piel mientras quita el apósito, para evitar causar trauma en la piel o desconectar el catéter, en caso que se use como protección del sitio de inserción.
- Tome uno de los bordes del apósito transparente y despréndalo lentamente hacia atrás en 180° o plegado sobre sí mismo, en vez de removerlo hacia arriba. También puede estirar suavemente la porción transparente, en forma paralela a la piel para liberar el adhesivo. Puede hacer uso de un removedor de adhesivo médico para facilitar la remoción si lo considera necesario.

Precauciones y advertencias

- No se recomienda para aplicaciones sobre heridas o puntos de inserción infectados, ni para reemplazar suturas u otros métodos de cierre primario de heridas
- Verifique al momento de aplicar el apósito que la piel alrededor de la herida este limpia y seca de manera que la parte transparente se pueda adherir bien sobre la piel sana
- Detenga cualquier sangrado presente en el sitio de inserción intravenoso o en la herida antes de aplicar el apósito
- No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño mecánico a la piel.
- El apósito puede ser usado sobre una herida infectada, cuando se encuentra bajo supervisión de un profesional de la salud. No es el producto recomendado para heridas exudativas
- Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.

Almacenamiento y vida útil

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.

Condiciones de almacenamiento:

Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60% Hr.



Vida útil del producto:

Los apósitos tienen 3 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final

Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de curación, (bolsa roja).

Presentación

Stocknumber	Referencia	Producto	Und / Caja	Und / Corrugada	Registro INVIMA	Clase Riesgo
70200749326	1627	Tegaderm™ 10 x 25 cm	20	4	INVIMA 2005V-0003443	Ila
70200749201	1628	Tegaderm™ 15 x 20 cm	10	8	INVIMA 2005V-0003443	Ila
70200749219	1629	Tegaderm™ 20 x 30 cm	10	8	INVIMA 2005V-0003443	Ila
70200749276	1624W	Tegaderm™ 6 x 7 cm	100	4	INVIMA 2005V-0003443	Ila
70200749300	1626W	Tegaderm™ 10 x 12 cm	50	4	INVIMA 2005V-0003443	Ila

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

3M Barranquilla
Calle 77B No. 57 – 141 Oficina 606, Centro Empresarial las Américas; PBX: (575) 3536888; Fax: (575) 3536803

3M Medellín
Calle 5ª No. 39-194, Edificio Torre Concasa; PBX (574) 3118282; Fax: (574) 3116292

3M Cali
Carrera 100 No. 16 – 20 Piso 7, Edificio Avenida 100; PBX: (572) 3161414; Fax: (572) 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País