

Bestellinformationen

Produkt	Artikel Nr.	Abmessungen	Inhalt / Box
3M™ Scotchcast™ Conformable Splint	72210	5.1 cm x 25.4 cm	10
	72312	7.6 cm x 30.4 cm	10
	72415	10.1 cm x 38.1 cm	10
	72430	10.1 cm x 76.2 cm	10
	72530	12.7 cm x 76.2 cm	10
3M™ Scotchcast™ Conformable Roll Splint	73002	5.0 cm x 4.5 m	1
	73003	7.5 cm x 4.5 m	1
	73004	10.0 cm x 4.5 m	1
	73005	12.5 cm x 4.5 m	1
3M™ Scotchcast™ One-Step Schiene	76312	7.5 cm x 30.0 cm	5
	76335	7.5 cm x 89.0 cm	5
	76415	10.1 cm x 38.1 cm	5
	76430	10.1 cm x 76.2 cm	5
	76530	12.7 cm x 76.2 cm	5

Inhaltsstoffe

Polyurethanharz (PUR), Glasfasergewebe.

Verpackung: Aluminium/Polypropylen.

Hinweise zur Entsorgung

3M™ Scotchcast™ Gepolsterte Schienen können als haushaltsabfallähnlicher Gewerbemüll bei ausgehärtetem Material entsorgt werden, andernfalls ist eine Entsorgung als Sondermüll erforderlich. Bei ordnungsgemässer Verbrennung und Deponie entstehen keine umweltgefährdenden Stoffe.

3M Medizin 3M™ Scotchcast™ Gepolsterte Schienen



3M

**3M (Schweiz) AG
Medizin**
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 92 31
Telefax 044 724 92 38
medical.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/healthcare

**3M Österreich GmbH
Medizin**
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Telefon 043 1 86 686-464
Telefax 043 1 86 686-330
medizin-at@mmm.com
www.3M.com/at

Bitte recyceln
3M, Scotchcast und Coban sind
Warenzeichen der Firma 3M.
© 3M 2011

3M

3M™ Scotchcast™ Gepolsterte Schienen

Mehrere Lagen Scotchcast™ für maximalen Halt – mit Vlies auf der einen Seite und Polsterung auf der anderen Seite.

Diese Kombination macht unsere gepolsterten Schienen einfach und sauber in der Handhabung und schnell in der Applikation.



Eigenschaften

- Einfache Anwendung
- Gepolstert
- In 3-4 Minuten ausgehärtet
- Schon nach 20 Minuten voll belastbar
- Sehr gut modellierbar
- Extrem leicht
- Erhältlich in unterschiedlichen Abmessungen

Vorteile

- Schnell, ohne Handschuhe applizierbar
- Patient schnell wieder mobil
- Dauerhaft
- Optimale Passform
- In verschiedenen Größen verfügbar

3M™ Scotchcast™ Conformable Splint



- Wasserabweisende Filzpolsterung, 7-lagig
- NEU: 3M™ Scotchcast™ Conformable Splint auf der Rolle

3M™ Scotchcast™ One-Step Schiene



- Schaumstoffpolster, 8-lagig

Anwendungshinweise

30 Sekunden



1. Die Schiene aus der Verpackung nehmen und für ca. 3 Sekunden in kaltes Wasser tauchen. Dabei die Schiene 1-3 mal kräftig drücken.

60 Sekunden



2. Zum Trocknen die Schiene in ein Handtuch einrollen und ausdrücken.

2 Minuten



3. Die Schiene mit der Polsterung zur Haut des Patienten anlegen. Mit einer elastischen Binde (z.B. 3M™ Coban™) umwickeln und anmodellieren.

Einfach,
bequem, schnell