


3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí – 9671

Nejlepší ochrana proti infekci je aktivní prevence



Spolehlivý

provoz bez kabelu/s kabelem



- Univerzální užití na odstraňování chloupků a vlasů
- Odstraňuje všechny typy chloupků a vlasů, mokré nebo suché
- Pracuje s kabelem nebo bez kabelu
- Ergonomické provedení padne dobře do ruky a je vybaveno neklouzavým držadlem
- Během provozu s kabelem se nepřetržitě nabíjí baterie NiMH; režim nabíjení je signalizován světelnou diodou
- Ostří je na horní straně pevné čepele a nedotýká se kůže, takže zde není riziko odření nebo pořezání
- Holí při pohybu v obou směrech
- Čepele k jednomu použití snižují riziko přenosu infekce a snadno se nasazují a sundávají
- Nabízí přibližně 45 minut provozu bez kabelu na jedno nabití (12h.)
- Snadné čištění těla clipperu – stačí otřít dezinfekčním prostředkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou

3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí – 9671

Informace pro objednání

Kat. č.	Popis výrobku	Kusů v krabici	Krabic v bedně
3M™ Surgical Clipper 9671 s pevnou hlavicí			
9670	Čepule k jednomu použití pro 3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí 9671	50	1
9671	3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí	1	1
9675/9678	Nabíječka pro 3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí 9671 (Velká Británie a Irsko/Evropa)	1	1
9669	Nástěnný držák na Surgical Clipper s pevnou hlavicí	1	1



Výrobky v řadě 3M™ Surgical Clipper

9661	3M™ Surgical Clipper s pohyblivou hlavicí	1	1
9604	3M™ Surgical Clipper - Remington	1	1
9671	3M™ Surgical Clipper s pevnou hlavicí	1	1



Kvalita, spolehlivost a servis 3M

3M™ Surgical Clipper 9661 je pouze jedním z mnoha špičkových výrobků na ochranu proti infekci, které nabízí divize Zdravotnictví 3M. A pro všechny je nabízena stejná podpora, na jakou jste u 3M zvyklí. Na výrobky 3M Surgical Clipper se vztahuje roční záruka. Navíc nabízíme klinické informace, vzdělávací služby a další programy na ochranu proti infekci.

»Docházíme k závěru, že pro prevenci hnisavého zánětu mediastina je holení elektrickým strojkem - clipperem lepší než holení žiletkou.««

Ko, Wilson a kol., „Účinky různých metod holení a podráždění během operace na výskyt hnisavého zánětu mediastina po operaci bypassu“, *Společnost hrudních chirurgie* 1992; 53:301-305 , *Kontrola infekce a nemocniční epidemiologie*, 1991; 12:591-596.

Chcete-li více informací o výrobcích 3M Surgical Clipper nebo o jiných výrobcích divize Zdravotnictví 3M, kontaktujte místní prodejní zastoupení 3M, nebo navštivte webové stránky výrobků divize Zdravotnictví 3M na adrese www.3M.cz.



3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 380 111
e-mail: inovace@mmm.com
www.3M.cz

3M je ochranná známka společnosti 3M.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.