



Exclusivas para junho

Adper Single Bond 2
Adesivo Fotopolimerizável**GRÁTIS**
1 caneca**R\$ 109,99**

Preço especial

1 Adper Single Bond 2 (6g)

Filtek Z250 XT
Restaurador Universal**24,6%**
de descontoApenas **R\$ 1,99**
por restauração***R\$ 59,99**

Reposição 4g

SUPER PROMOÇÃO
de Acabamento e Polimento**Sof-Lex Pop-On Kit****20% de desconto**

Kit 2380B ou Kit 1980B

R\$ 246,70Kit 2380B
(Série Laranja com 120
discos + 1 mandril)
ou
Kit 1980B
(Série Azul com 120
discos + 1 mandril)**Sof-Lex Pop-On Reposição**

Reposição com 30 discos cada

20% de desconto**R\$ 76,10****Sof-Lex**Contém 50 discos de 1/2 pol. (1959D)
ou 3/4 pol. (1958D)**20% de desconto****R\$ 86,72****Tira de Lixa**

Caixa de tiras de lixa com 150 unidades

15% de desconto**R\$ 63,50**

White & Brite Night

Clareador Dental à base de Peróxido de Carbamida

10%
de desconto
em toda a linha



Estojo com 3 seringas de 3g cada da mesma concentração e 1 porta-moldeira

R\$ 71,09

Econo Pack com 5 seringas de 3g cada da mesma concentração

R\$ 53,91

Reposição 3g

R\$ 12,59

Mega Kit Vitremer

Rendimento aproximado de 63 aplicações.
Preço médio por aplicação R\$ 6,66*

Ionômero de Vidro para Restauração e Construção de Núcleo



- Vitremer Pó cor A3 - 9g
- Vitremer Líquido - 8ml
- Vitremer Primer - 6,5ml

R\$ 420,00

DESCONTO ESPECIAL

Rende em média 150 aplicações*



Vitrebond Kit

Ionômero de Vidro Fotopolimerizável para Base e Forramento

De: R\$ 603,00

Por: R\$ 399,00

- Vitrebond Pó - 9g
- Vitrebond Líquido - 5,5ml
- Rende em média 150 aplicações*

Imagens meramente ilustrativas. Promoções válidas de 01/06/2014 a 30/06/2014 ou enquanto durarem os estoques. Válidas somente para revendedores autorizados 3M ESPE.

Vitremer: Considerando o rendimento médio do Vitremer Pó cor A3 com 9g (dados internos 3M ESPE). Filtek Z250 XT: Considerando rendimento médio de 30 restaurações por seringa.